



Til deg som har elektrisk rullestol fra hjelpemiddelsentralen!



Noen råd om bruk, oppbevaring og vedlikehold av elektriske stoler.

PLIKTER:

Når du får en elektrisk rullestol til utlån, forplikter du deg til å sørge for at den blir behandlet på en slik måte at unødvendig verdiforringelse unngås. (Se baksiden av søknadsskjemaet.) Det er vel også av egeninteresse at den elektriske stolen ikke står på verksted når du har behov for den. Hjelpemiddelsentralen låner ikke ut noen elektrisk rullestol mens den du har er til service/repasjon.

ANSVARSFORSIKRING:

Du er selv ansvarlig dersom du påfører omgivelsene, andre (tredjemannsinteresse) eller deg selv skade, for eksempel ved å kjøre på noe eller noen. Det lønner seg derfor å avklare med ditt forsikringsselskap om du har en ansvarsforsikring som dekker skader. Dette gjelder også ved opphold i utlandet. Skader på selve rullestolen dekkes av folketrygden.

OPPBEVARING:

Den elektriske rullestolen bør oppbevares under tak. Det holder ikke med en presenning fordi fukt kan skade

elektronikken, og stolen vil kunne stoppe eller begynne å gå av seg selv.

TRAFIKKREGLER:

Du regnes som gående når du kjører elektrisk rullestol. Kjør på venstre side eller på fortauet.

LADING AV BATTERIER:

Den elektriske rullestolen skal lades når den ikke er i bruk, for eksempel hver natt. Les nøye bruksanvisningen for laderen. Hvis du ikke skal bruke stolen på en ukes tid, kan du fullade den og la den stå. Husk å ta ut kontakten fra både vegg og stolen. Hvis du skal sette bort rullestolen for vinterhalvåret, skal du fullade batteriene, koble dem fra og sette batteriene kaldt.

FLYFRAKT:

Hvis du skal ha med den elektriske rullestolen på fly, må batteriene merkes på en spesiell måte.

VEDLIKEHOLD:

Ved rengjøring av den elektriske rullestolen må du bare bruke en fuktig klut. Ikke store mengder vann. Stolen bør ses over en gang pr måned, og kontrolleres for eventuelle skader, om lys er i orden, lufttrykk, bremses og frikobling samt ulyder? Kontakt vaktmester/terapeut i kommunen hvis du har behov for hjelp til den elektrisk rullestolen. Du skal ikke kontakte firma direkte for å få hjelp. Utgifter til reparasjon dekkes av folketrygden.

Tlf.:	40 70 28 06
Post/besøksadresse:	Buskerudveien 126, 3027 Drammen